

385

Szafka przyłóżkowa na kółkach

385, jest doskonałym uzupełnieniem łóżka. Wyposażona w kółka z hamulcami zapewnia mobilność i właściwą stabilizację podczas czytania czy spożywania posiłku. Dzięki wysuwanemu stolikowi, szufladzie oraz półce masz zawsze dostęp do podręcznych rzeczy, które potrzebujesz podczas korzystania z łóżka.



model 8002932

całkowita szerokość	470 mm
całkowita długość	585 mm
całkowita wysokość	915 mm
stolik	670 x 360 x 20 mm
kółka	4
hamulce	2
wymiary szuflady	375 x 420 x 140 mm
Wymiary szafki	400 x 470 x 645 mm
półka	1
waga	36,35 kg
max. obciążenie stolika	10 kg
kolory	jasny buk lub oksyd

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów ($\pm 1,5$ mm, 1,5 kg). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.



model 8002802



VERMEIREN Polska sp. z o.o. - ul. Łączna 1 - 55-100 Trzebnica - Polska
Tel.: +48 71 387 42 00 - Fax: +48 71 387 05 74 - www.vermeiren.pl - info@vermeiren.pl

Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

Tworzymy nowe możliwości