

ZASTOSOWANIE

Opieka domowa



CE 0123

EOLO, inhalator tłokowy do aerozoloterapii przeznaczony do użytku domowego. Urządzenie o niewielkich rozmiarach, przystosowane do pracy ciągłej. Wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia oraz schowek ułatwiający przechowywanie akcesoriów oraz leków. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

## AKCESORIA W ZESTAWIE

- Nebulizator HI-FLO	SP 0165
- Maska dla dorosłych	SP 0089/01
- Maska pediatryczna	SP 0090/01
- Ustnik	SP 0166
- Wąż silikonowy	SP 0092/01
- Filtr powietrza	SP 0142

## PARAMETRY TECHNICZNE

Sprężarka	bezolejowa i bezobstugowa sprężarka tłokowa
Zasilanie	220-230 V / 50-60 Hz
Pobór energii	170 VA
Maksymalne ciśnienie	2.5 bar 36 psi 250 kPa
Ciśnienie operacyjne	1.1 bar 16 psi 110 kPa
Maksymalny przepływ powietrza	14 l/min
Operacyjny przepływ powietrza	5.1 l/min
Neb-rate z 4 ml roztworu	0,40 ml/min
Masowa mediana średnicy aerodynamicznej	2,44 µm (MMAD) zgodnie z EN-13544-1
Frakcja wdychana (<5 µm)	> 80%
Cykl pracy	praca ciągła
Poziom hałasu (norma EN 13544-1)	ok. 55 dB
Waga	1,65 kg
Wymiary	15 x 22 x 12 cm
Miejsce produkcji	Włochy



Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Włochy)