

VERMEIREN
we care for you



Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska
tel. 71 3874200
faks 71 3870574
info@vermeiren.pl



TURIOS

Wózek elektryczny z napędem na tylne koło.

Zamawiający:

Adres dostawy

Ref.

Ceny w formularzu - detaliczne netto

Cena netto

Cena brutto

wersja standardowa

10500 zł

11340 zł

KONFIGURACJA

Silniki

	6 km/h		-	-	
	10 km/h		1310 zł	1415 zł	

Szerokość siedziska

cm	39	45	51	-	-	
----	----	----	----	---	---	--

Głębokość siedziska

Wersja standardowa							
cm	38	40	42	44	46	48	50
	-	-	-	-	-	-	-
Wersja z automatyką siedziska i oparcia							
cm	43	45	47	49	51	-	-

Wysokość siedziska




Wersja standardowa							
	44	49	54	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Wersja z automatyką siedziska i oparcia							
	53	56	59	-	-	-	




BATERIE





50 Ah			-	-	
-------	--	--	---	---	--


Sterownik & Podłokietniki					
Sterownik					
R	Prawa strona		-	-	
L	Lewa strona		-	-	
Uchwyt dżoistika					
standard			-	-	
SE53	Odchylany na boki (na zew.)		210 zł	227 zł	
Opcje sterownika					
LE	Sterownik - tylko jazda manetka z przodu dżoistika		-	-	
SE 11	Sterownik - tylko jazda manetka z tyłu dżoistika		-	-	
LINX	Sterownik który umożliwia stosowanie innych specjalnych sterowników.		655 zł	708 zł	
LINX LCD	Sterownik który umożliwia stosowanie innych specjalnych sterowników z wyświetlaczem LCD		1638 zł	1769 zł	
SE68	Specjalne dźwignie dla tetraplegików do przełączania funkcji na dżoistiku typu LINX LCD) - Tylko ze sterownikiem REM 400.		1150 zł	1150 zł	
Podłokietnik & Podparcie pod łokieć					
PU	Podparcie pod łokieć PU		-	-	
PU F3	Podparcie pod łokieć zagięty na końcu PU		164 zł	177 zł	
SOFT	Podparcie pod łokieć komfort - SOFT		164 zł	177 zł	
B66S	Podłokietnik dla hemiplegików próżniowy, modyfikowany STABILO (stabilizujący przedramię) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko.				
	Prawy		516 zł	557 zł	
	Lewy		516 zł	557 zł	
Podnóżki					
B06	ściągane podnóżki dwupłytkowe		-	-	
BA6	ściągane podnóżki dwupłytkowe - krótsze 7 cm		-	-	
BK6	ściągane podnóżki jednopłytkowe		218 zł	235 zł	
BL6	ściągane podnóżki jednopłytkowe - krótsze 7 cm		218 zł	235 zł	
BK7	Podpórka pod kikut- regulowany kąt - prawa		174 zł	188 zł	
BL7	Podpórka pod kikut- regulowany kąt - lewa		174 zł	188 zł	

REGULOWANE PODNÓŻKI MANUALNIE				
Prawa strona				
B08	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki.		222 zł	239 zł
Lewa strona				
B08	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki.		222 zł	239 zł
Prawa strona				
BZ7	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki z zabezpieczeniem kolan ORTHO.		222 zł	239 zł
BZ8	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki z zabezpieczeniem kolan ORTHO - krótszy 7 cm.		222 zł	239 zł
Lewa strona				
BZ7	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki z zabezpieczeniem kolan ORTHO.		222 zł	239 zł
BZ8	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki z zabezpieczeniem kolan ORTHO - krótszy 7 cm.		222 zł	239 zł
PODNÓŻKI REGULOWANE DO POZIOMU Z JEDNĄ PYTĄ POD STOPY I ŁYDKI				
Bz10	Podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki.		463 zł	500 zł
REGULOWANE AUTOMATYCZNIE PODNÓŻKI				
Prawa strona				
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		1638 zł	1769 zł
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm.		1638 zł	1769 zł
Lewa strona				
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		1638 zł	1769 zł
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7cm.		1638 zł	1769 zł
Dodatkowe opcje podnóżków.				
B19	Paski zabezpieczające stopy.		52 zł	56 zł
U77Neo	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.		350 zł	348 zł
KOLORY (Rama)				
C5	czarny		-	-
C76	Biały		-	-
C77	czarny lśniący		-	-
C79	niebieski		-	-
C85	zielony		-	-
C87	pomarańczowy		-	-
C4	czerwony		-	-
	Dowolny wybrany kolor		328 zł	354 zł

Siedzisko					
materiał obiciowy					     
	Nylon		-	-	
	PU Soft (szary)		-	-	
	AirFlow (czarny)		-	-	
	AirFlow (czarny) / cordura (czarna)		200 zł	216 zł	
	Cordura		147 zł	159 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	
B23	Poduszka płaska 4 cm z pasami velcro		-	-	
B23P	Poduszka wyprofilowana z pianki w pokrowcu		109 zł	118 zł	
VICAIR LIBERTY	Poduszka pneumatyczna VICAIR		333 zł	360 zł	
VICAIR PROFILE	Poduszka pneumatyczna VICAIR ze stabilizatorem miednicy		540 zł	583 zł	
L35	Poduszka Contur z pasami velcro		344 zł	372 zł	
VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 - 6 cm.		1123 zł	1213 zł	
VICAIR VECTOR O2	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2- 6 cm		1011 zł	1092 zł	
	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 10 cm		1011 zł	1092 zł	
VICAIR POMMEL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR POMMEL O2-10 cm		1718 zł	1856 zł	
VICAIR CENTRE RELIFE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR CENTRE RELIFE - 10 cm		1201 zł	1297 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 6 cm		936 zł	1011 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 9 cm		936 zł	1011 zł	
Oparcie					
Materiał obiciowy					     
	Nylon		-	-	
	PU Soft (szary)		-	-	
	AirFlow (czarny)		-	-	
	AirFlow (czarny) / cordura (czarna)		200 zł	216 zł	
	Cordura		147 zł	159 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	

L34 Tube	Oparcie typu Kontur na płycie drewnianej			 	
	Wysokość oparcia				
	53 cm		398 zł 430 zł		
	oparcie wyższe 65 cm		148 zł 160 zł		
	oparcie wyższe 70 cm				
	oparcie wyższe 75 cm				
L34 Tub Ergo	Stelaż rurowy : podstawa płyta aluminiowa Ergo. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej. (zawsze wysokość płyty 53 cm).		172 zł	186 zł	
L44 Velcro	Stelaż rurowy : podstawa ealstyczna z pasami VELCRO		-	-	
Poduszki do oparc na płycie L34 Tube Ergo i na pasach L44 Velcro					
L44+B23	Poduszka - 4 cm zawsze z L44 Velcro		-	-	
L34	Poduszka kontur wysoka 53 cm		344 zł	372 zł	
Vicair Multifunctional	Poduszka Vicair Multifunctional		1572 zł	1698 zł	
BASE	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		1056 zł	1141 zł	
COMFORTABLE PLUS	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		1191 zł	1286 zł	
Orteza tułowia TARTA ® oparcie do zamontowania na ramie oparcia.					
5S	5 kręgów standard		4,316 zł	4,661 zł	
5C	5 kręgów contour		4,316 zł	4,661 zł	
6S	6 kręgów standard		4,565 zł	4,930 zł	
6C	6 kręgów contour		4,565 zł	4,930 zł	
Koła & Opony					
Koła przednie 10" (260)					
	Pneumatyczne, czarna opona, czarna felga, bieżnik-blok		-	-	 
	Pneumatyczne, czarna opona, czarna felga, bieżnik-szosowy		-	-	
	Antyprzebiciowe, czarna opona, czarna felga-PU -blok		376 zł	406 zł	
	Antyprzebiciowe, czarna opona, czarna felga- PU-szosowy		376 zł	406 zł	

Tylne koło napędowe (3.00 x 8)					
	Pneumatyczne, czarna opona, czarna felga, bieżnik-blok		-	-	
	Pneumatyczne, czarna opona, czarna felga, bieżnik-szosowy		-	-	
	Antyprzebiciowe, czarna opona, czarna felga - PU - blok		376 zł	406 zł	
Siedzisko & Oparcie regulacje					
SE30	Manualna skokowa regulacja kąta siedziska		-	-	
SE34	Manualna skokowa regulacja kąta oparcia		-	-	
SE39	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) i oparcia (30°) (2 siłowniki).		3604 zł	3892 zł	
SE40	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) - 1 siłownik		1802 zł	1946 zł	
SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia (30°) - 1 siłownik		1802 zł	1946 zł	
Pozostałe opcje					
Se 01	Błotniki		-	-	
B15	Stolik z plexi (transparentny)		364 zł	393 zł	
B15A	Stolik z ABS (czarny)- przy zamówieniu stolika należy zawsze wybrać mocowanie dżojstika SE53. Nie kompatybilny z uchwytem standardowym.		204 zł	220 zł	
B22	Klin		248 zł	268 zł	
B31	Uchwyt na kule		255 zł	276 zł	
B58	Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową		-	-	
SE 06	Port USB do ładowania telefonu.		735 zł	794 zł	
SE 49	Torebka na podręczne rzeczy pod siedziskiem , zamykana na zamek błyskawiczny.		165 zł	178 zł	
L04	Pelota boczna stabilizująca tułów (zawsze z oparciem L34 na otapicerowanej płycie drewnianej)				
	Prawa duża		167 zł	180 zł	
	Prawa mała		167 zł	180 zł	
	Lewa duża		167 zł	180 zł	
	Lewa duża		167 zł	180 zł	
	Pelota boczna stabilizująca tułów (z oparciem standardowym L44)				
	Prawa duża		792 zł	855 zł	
	Prawa mała		792 zł	855 zł	
	Lewa duża		792 zł	855 zł	
	Lewa duża		792 zł	855 zł	

L58+B47	Zaglówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość, głębokość, szerokość i obracany do tapicerki standardowej L44, L34 Ergo.		493 zł	536 zł	
L58	Zaglówek ortopedyczny 3D regulowana wys., gł., szer. i obracany tylko z oparciem L34 Std i L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej.		441 zł	476 zł	
L55+B47	Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość do tapicerki standardowej L44, L34 Ergo.		386 zł	417 zł	
L55	Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość w parze z oparciem L34 Std i L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej		331 zł	357 zł	
SE19 *	LED lights		655 zł	708 zł	
* Przy wyboże dżojstika LE modół oświetlenia jest oddzielnym panelem 					
* Przy wyboże dżojstika LINX / LINX LCD nie ma oddzielnego panelu oświetlenia  					
Specjalne sterowniki					
SE02	Table control (Wymaga zamówienia sterownika LINX lub LINX LCD).		945 zł	1020 zł	
SE04	Sterowanie brodą (tylko jazda + oświetlenie) (Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD).		4204 zł	4540 zł	
SE08	Dżojstik zamontowany na rączce do pchania.		317 zł	342 zł	
SE09	Dodatkowy dżojstik dla osoby towarzyszącej (2 dżojstiki). Wymaga podstawowego sterownika LINX.		1806 zł	1950 zł	
SE63	Kulka piankowa na sterowniku.		273 zł	295 zł	
SE82	Przyciski sterujące rozlokowane w różnych miejscach (octopus 2) (Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD).		6006 zł	6486 zł	
SE83	Mini Dżojstik (minimalna siła nacisku) (Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD).		12600 zł	13608 zł	
SE83 wałek	Mini Dżojstik (minimalna siła nacisku) - końcówka w kształcie wałka wciętego. Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).		12600 zł	13608 zł	
SE 55	Dżojstik HD - wzmocniony dla osób z dużą spastyką . Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).		5000 zł	5400 zł	
Pasy , kamizelki stabilizacyjne					
U173 S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		167	180	
U173 L			198	213	

U174 S	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		165	178	
U174 L			195	211	
U174 P -S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza		168	182	
U174 P -L			198	213	
U180 S	Pas brzuszny		123	133	
U180 L			143	154	
U180 P -S	Pas brzuszny z ujęciem krocza		178	192	
U180 P -L			261	282	
U08 S	Pasy udowe odwodzący		134	145	
U08 L			153	165	
U96	Pasy stabilizujące nadgarstki		108	117	
PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~					
MIEDNICA					
U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy		120	130	
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy		131	142	
U01 Neo	Pas odwodzący		240	259	
TUŁÓW					
U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		262	283	
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		197	212	
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów		164	177	
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujące tułów		142	153	
UWAGII					

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska